


VAPORIZADOR CALIBRADO NOVITECH

VAPORIZADOR CALIBRADO SELECTATEC



MODELOS E SISTEMAS

Para o suporte Selectatec, os modelos disponíveis são:
15710 para Sevoflurano
15720 para Isoflurano
15730 para Halotano
15740 para Enflurano

Para o suporte Pinomatic, os modelos disponíveis são:
15750 para Sevoflurano
15760 para Isoflurano
15770 para Halotano
15780 para Enflurano

Para o suporte Cagemount, os modelos disponíveis são:
15790 para Sevoflurano
15800 para Isoflurano
15810 para Halotano
15820 para Enflurano

VAPORIZADOR CALIBRADO

O Vaporizador Calibrado NOVITECH integra a seção de fluxo contínuo dos Aparelhos de Anestesia, administrando a concentração desejada do agente anestésico volátil a pacientes veterinários que requerem intervenção cirúrgica ou em procedimentos diagnósticos que requerem anestesia inalatória.

VAPORIZADOR CALIBRADO PINOMATIC



VAPORIZADOR CALIBRADO CAGEMOUNT



Regulagem da concentração é extremamente simples, sendo realizada através de um botão graduado em % (em volume do fluxo total). Câmara interna de vaporização com capacidade para até 250 ml de agente anestésico líquido, com visor de nível graduado e tampões para enchimento e drenagem. Sistemas automáticos de compensação contra variações de temperatura, fluxo e pressão inspiratória. Isto mantém a concentração constante mesmo com variações da temperatura do anestésico, do fluxo total ou com o uso de verificação controlada. Identificação do tipo de agente anestésico, através de seu nome e cor padronizada.